



**INSAUSTI®**

DESIGN / BUILD / INNOVATE  
DISEÑAR / CONSTRUIR / INNOVAR

**2025**

# MINI CATALOGUE

# MINI CATÁLOGO









## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE SUPERFICIE DE TRABAJO DE POLIETILENO

Withstand 100% pure alcohol (not diluted), chlorhexidine.  
Protection on all 4 sides.

Prepared for elevated accessories.

Resiste alcohol puro 100% (sin diluir), clorhexidina.

Protección en los 4 lados.

Preparada para accesorios elevados.



### MONOBLOC STRUCTURE ESTRUCTURA MONOBLOQUE

AISI-304 stainless steel.

Assembly with rivets and TIG welding.

Side panels prepared for accessories (holes with caps).

Acero inoxidable AISI-304.

Ensamblaje con remaches y soldadura TIG.

Paneles laterales preparados para accesorios (agujeros con tapones).



### TROLLEYS CARROS 480 x 480 mm SQUARE DRAWERS CAJONES CUADRADOS

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with slots for optional dividers.

PP same resistance as PE to chemical products.

Heights 57, 130 mm.

Cajones de polipropileno, PP, fabricados en una única pieza con ranuras para separadores opcionales.

PP misma resistencia que PE a los productos químicos.

Alturas 57, 130 mm.



### TROLLEYS CARROS 640 x 480 / 900 x 630 mm ISO DRAWERS CAJONES ISO 600 x 400 mm

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394.

Heights 50, 100, 200 mm.

Cajones ISO de ABS de medidas estándar según norma ISO 3394.

Alturas 50, 100, 200 mm.



## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### STATIC TROLLEYS SQS, 300 SERIES

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels  
2 antistatic, 2 with brake  
Smooth axle



### EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS SQM, 100 SERIES

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm wheels  
2 antistatic, 2 with brake  
Rotation bearing  
2 advance bearings



### CARROS ESTÁTICOS SERIES SQS, 300

- El diseño de la superficie de trabajo permite manejar el carro con facilidad
- Ruedas Ø 100 mm  
2 antiestáticas, 2 con freno  
Eje liso



### CARROS ALTA MOVILIDAD SERIES SQM, 100

- Tirador elevado, lado izquierdo
- Protectores paragolpes
- Ruedas Ø 125 mm  
2 antiestáticas, 2 con freno  
Rodamiento giro  
2 rodamientos avance



SQS

300



SQM

100



## LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT CARROS BAJOS, ALTURA REDUCIDA C€

~~ISO~~

480 x 480 mm

GYNECOLOGY, PHLEBOTOMY, OUTPATIENTS CLINICS

GINECOLOGÍA, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS

 **STATIC TROLLEYS**  
**CARROS ESTÁTICOS**

- DISPOSABLE  
CONTAINER
- ALCOHOL,  
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR  
DESECHABLE
- BOTES ALCOHOL,  
CLORHEXIDINA

DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



8 DMQ, 6 DSQ



**Q002LW B**  
**SQ061M4LW B.26LW(R1Q)**



## MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN SQS SERIES SERIE C€

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS



**STATIC TROLLEYS**  
**CARROS ESTÁTICOS**

SYRINGES

JERINGUILLAS

DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



8 DMQ, 8 DSQ

DISPOSABLE  
CONTAINER

CONTENEDOR  
DESECHABLE



**Q091 W**

SQ061 W.26(RA4Q.A5).32R

# MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

## 300 SERIES SERIE C€

**ISO**  
**640 x 480 mm**

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, VENDAJES, CONSULTAS EXTERNAS

 **STATIC TROLLEYS**  
**CARROS ESTÁTICOS**

- ALCOHOL,  
CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- BOTES ALCOHOL,  
CLORHEXIDINA
- CAJA DE GUANTES

DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4



DISPOSABLE  
CONTAINER

CONTENEDOR  
DESECHABLE



Contaminated  
waste on right side

Desechos  
contaminados en  
lado derecho

WASTE BIN  
CUBO DESECHOS

**3151 B**  
365 B.26LW(R1).33R.50



## MRI ROOM

SALA DE RESONANCIA MAGNÉTICA MRI **CE**

**ISO**

**640 x 480 mm**



STATIC TROLLEYS  
CARROS ESTÁTICOS



**3 Tesla**

Certificate of MRI conformance  
Certificado de conformidad MRI

DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES

JERINGUILLAS



- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX
- CONTENEDOR DESECHABLE
- CAJA DE GUANTES

**3607MRI Y**

365MRI Y.26(RA4.A5).32R

# ANAESTHESIA ANESTESIA 300 SERIES SERIE C€

**ISO  
640 x 480 mm**

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO



**STATIC TROLLEYS  
CARROS ESTÁTICOS**

SYRINGES

JERINGUILLAS

DISPOSABLE  
CONTAINER

CONTENEDOR  
DESECHABLE



DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

- MEDICATION LABELS DISPENSER  
- GLOVE BOX

- DISPENSADOR ETIQUETAS DE  
MEDICACIÓN  
- CAJA DE GUANTES

FOLD  
DOWN TRAY

BANDEJA  
ABATIBLE

SOFT CLOSING SLIDES  
(Optional)

No closing noise is produced

CORREDERAS CIERRE SUAVE  
(Opcional)

No se produce ruido de cierre



**ASF**

**3684 G**

365 G.26(RA4.A5.R2).30.32L



# ANAESTHESIA ANESTESIA 300 SERIES SERIE C€

**ISO  
900 x 630 mm**

OPERATING ROOM

QUIRÓFANO



**STATIC TROLLEYS  
CARROS ESTÁTICOS**

**DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)**

SYRINGES

JERINGUILLAS



**(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4**

**DISPOSABLE  
CONTAINER**

**CONTENEDOR  
DESECHABLE**

**3850 G**  
N365 G.26(RA4N.A5).32NR

# CATHETER TROLLEY CARRO DE CATÉTERES

## 700 SERIES SERIE

**ISO**  
**900 x 630 mm**



**STATIC TROLLEYS**  
**CARROS ESTÁTICOS**

Adjustable shelf, phenolic  
400 x 600 mm ISO drawers

Bandeja regulable, fenólico  
Cajones ISO 400 x 600 mm

**DN** Light grey doors Puertas gris claro

**TT** Transparent doors Puertas transparentes



720 TT.62CAT.(2)62.(4)72.73

### CATHETERS SHELF BANDEJA PARA CATÉTERES

15 hooks 15 colgadores

Catheters maximum height 1260 mm  
Altura máxima catéteres 1260 mm



**62CAT**

### CATHETERS RAIL, 4 HOOKS (Optional)

RIEL PARA CATÉTERES, 4 GANCHOS  
(Opcional)

Catheters maximum height 1780 mm  
Altura máxima catéteres 1780 mm



**R7CAT4**



# EMERGENCY EMERGENCIA SQM SERIES SERIE C€

~~ISO~~

480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS  
CARROS ALTA MOVILIDAD

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



12 DMQ, 8 DSQ

SERUM

SUEROS

CPR BOARD

TABLA RCP

GAS BOTTLE  
Ø 110 / 140

BOTELLA DE GAS  
Ø 110 / 140



SEAL LOCKING

BLOQUEO PARA PRECINTOS

**Q272 R**

SQ161 R.12.14.34.36.40

# EMERGENCY EMERGENCIA 100 SERIES SERIE C€

**ISO  
640 x 480 mm**



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS  
CARROS ALTA MOVILIDAD**

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

SERUM  
SUEROS

CPR BOARD  
TABLA RCP

DEFIBRILLATOR  
2 ROTATION AXLES  
DESFIBRILADOR  
2 EJES DE GIRO



- DISPOSABLE CONTAINER  
- GLOVE BOX

- CONTENEDOR  
DESECHABLE  
- CAJA DE GUANTES

SEAL LOCKING  
BLOQUEO PARA  
PRECINTOS

GAS BOTTLE  
Ø 110 / 140  
BOTELLA DE GAS  
Ø 110 / 140



**1296 R**  
165 R.12.14.28.32R.34.36.40



# TREATMENT CURAS SQM SERIES SERIE C€

~~ISO~~  
**480 x 480 mm**

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**  
**CARROS ALTA MOVILIDAD**

SIMPLE WHEELS RUEDAS SIMPLES Ø 125 mm



DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



**8 DMQ, 8 DSQ**

- DISPOSABLE CONTAINER  
- ALCOHOL,  
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR  
DESECHABLE  
- BOTES ALCOHOL,  
CLORHEXIDINA

3 GLOVE BOX

3 CAJAS DE  
GUANTES



WASTE BIN  
CUBO DESECHOS

**Q106 W**  
SQ161 W.32R.46.50

# TREATMENT CURAS 100 SERIES SERIE C€

**ISO  
640 x 480 mm**

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

 **EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**  
CARROS ALTA MOVILIDAD

DOUBLE WHEELS RUEDAS DOBLES Ø 125 mm



LAPTOP ADJUSTABLE BASE (Optional)  
BASE REGULABLE PARA ORDENADOR PORTÁTIL (Opcional)



**27RGL**

3 GLOVE BOX  
3 CAJAS DE GUANTES

DIVIDERS (Optional)  
SEPARADORES (Opcional)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

- DISPOSABLE CONTAINER  
- ALCOHOL,  
CHLORHEXIDINE JARS

- CONTENEDOR  
DESECHABLE  
- BOTES ALCOHOL,  
CLORHEXIDINA



WASTE BIN  
CUBO DESECHOS

**1606 B**  
165 B.32R.46.50

# TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES CARROS DE TRANSPORTE CON CASETES

## 600 SERIES SERIE

HOSPITAL PHARMACY FARMACIA HOSPITALARIA



INTERCHANGEABLE CASSETTE

CASETE INTERCAMBIABLE

**ISO**  
**850 x 640 mm**

MEDICATION CONTAINER, 3 LITRES

CONTENEDOR DE MEDICACIÓN, 3 LITROS



**D5 Divider** (1 unit included)  
Separador (1 unidad incluida)

Maximum 8 + 8 = 16 cassettes - 80 patients  
Máximo 8 + 8 = 16 casetes - 80 pacientes



KEY LOCKING

BLOQUEO DE LLAVE

2 DUAL LOCK WHEELS

2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO  
Ø 150 mm

4 antistatic 4 antiestáticas



-  Fixed wheel  
Rueda fija
-  Swivel wheel  
Rueda giratoria
-  Locked wheel  
Rueda bloqueada

BUMPER

PROTECTOR

**616FAR.(2)8MT.(16)C5**



# UNIT DOSE MEDICATION MEDICACIÓN UNIDOSIS 100 SERIES SERIE C€

**ISO  
640 x 480 mm**

**HOSPITALIZATION UNITS**

**UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN**

**UNIT DOSE MEDICATION TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION**

**CARRO DE MÉDICACIÓN UNIDOSIS PREPARADO PARA DIGITALIZACIÓN**

COMPUTER

ORDENADOR

VESA SUPPORT  
3 POSITIONS,  
ADJUSTABLE

SOPORTE VESA  
3 POSICIONES,  
REGULABLE

KEYBOARD DRAWER

CAJÓN PARA  
TECLADO

COMMON  
MATERIAL  
PATIENTS  
DRAWER

CAJÓN  
MATERIAL  
COMÚN  
PACIENTES

SERUM,  
PARACETAMOL DRAWER

CAJÓN SUEROS,  
PARACETAMOL

SERUM PREPARATION

PREPARACIÓN DE SUEROS



DISPOSABLE  
CONTAINER

CONTENEDOR  
DESECHABLE

KEY LOCKING


BLOQUEO DE LLAVE

REMOVABLE CASSETTE

CASETE EXTRAÍBLE

WASTE BIN

CUBO DESECHOS



**1891 B**

110M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50.58

## TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE 600 SERIES SERIE

**ISO**  
**640 x 480 mm**



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**  
**CARROS ALTA MOVILIDAD**

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel  
Doors with key locking  
**DN** Light grey doors  
**TT** Transparent doors

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304  
Puertas con bloqueo de llave  
**DN** Puertas gris claro  
**TT** Puertas transparentes



**ADJUSTABLE SHELF (Optional)**  
**BANDEJA REGULABLE (Opcional)**



**60 - 600 x 440 mm**

**2 DUAL LOCK WHEELS**  
**2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO**  
**Ø 125 mm**



-  Fixed wheel  
Rueda fija
-  Swivel wheel  
Rueda giratoria
-  Locked wheel  
Rueda bloqueada

**606 DN.(6)72.(2)73**

# TRANSPORT TROLLEYS CARROS DE TRANSPORTE

## 600 SERIES SERIE

**ISO**  
**880 x 680 mm**



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**  
**CARROS ALTA MOVILIDAD**

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel  
Ø 125 mm simple wheels  
Load capacity 160 kg  
Maximum 20 ISO drawers 100 mm height

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304  
Ruedas simples Ø 125 mm  
Capacidad de carga 160 kg  
Máximo 20 cajones ISO altura 100 mm



2 DUAL LOCK WHEELS  
Ø 150 mm (Optional)  
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO  
Ø 150 mm (Opcional)  
4 antistatic 4 antiestáticas



**WDD15**

-  Fixed wheel  
Rueda fija
-  Swivel wheel  
Rueda giratoria
-  Locked wheel  
Rueda bloqueada

620TRT.(16)72.(2)73



**30 YEAR SERVICE LIFE**  
**AÑOS DE VIDA ÚTIL**

Since Desde  
**1991**



All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745  
Sanitary licence 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Todos los artículos con la marca CE se consideran producto sanitario de clase I y siguen el reglamento  
(UE) 2017/745 Licencia Sanitaria 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Guarantee period: 5 years

Periodo de garantía: 5 años



User manual Manual de usuario



Designed and manufactured in Spain

Diseñado y fabricado en España



**INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.**

Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3

31191 Barbatáin (España - Spain)

Tel.: (+34) 948 149 588

e-mail: [insausti@insausti.eu](mailto:insausti@insausti.eu)

[www.insausti.eu](http://www.insausti.eu)



**2025**