

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRO MEDICACIÓN UNIDOSIS SERIE 100

640 x 480 mm

CARROS ALTA MOVILIDAD

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE, alta resistencia: alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoníaco acuoso, clorhexidina.
 - Protección en los 4 lados, incluida parte frontal.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/superficie-de-trabajo/>





CAJONES ISO 600 x 400 mm

- ABS de medidas estándar según norma ISO 3394, intercambiables.
 - Alturas 50, 100, 200 mm.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/cajones/>

CASETE PARA MEDICACIÓN, INTERCAMBIABLE, 5 PACIENTES

- Compatible con mobiliario ISO de la farmacia.
- Polipropileno y aluminio color gris.
- Bloqueo casete acero pintado epoxi, color gris.
- Peso total 4.6 kg.



CONTENEDOR DE MEDICACIÓN

- Capacidad 3 litros.
- Tarjeta de identificación norma ISO 7810, estándar internacional.
- Separador 1 unidad incluida.

<https://www.insaustimedicaltrolleys.com/actualidad/carros-medificacion-unidosis/>

Carro preparado para montaje de accesorios en destino

Tirador elevado

Asa de poliamida, PA, ergonómica
Fácil limpieza

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304

Frente de cajón de polietileno, PE,
Blanco, azul, lila, verde,
amarillo, rojo

RUEDAS DOBLES
Ø 125 mm

2 Antiestáticas

2 con freno
Pedal ergonómico



PE

Bloqueo de llave

2, 3, 4, 5 casetes intercambiables según modelo de carro