

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARRO SIMPLE SERIE 100

640 x 480 mm

#### CARROS ALTA MOVILIDAD

#### SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE, alta resistencia: alcohol puro 100% (sin diluir), lejía, detergente, soluciones jabonosas, aceites, grasas, amoníaco acuoso, clorhexidina.
  - Protección en los 4 lados, incluida parte frontal.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/superficie-de-trabajo/>



#### CAJONES ISO 600 x 400 mm

- Cajones ISO de ABS de medidas estándar según norma ISO 3394, son compatibles e intercambiables con el mobiliario ISO de los hospitales que utilizan este sistema.
  - Alturas 50, 100, 200 mm.
  - Los cajones apoyan sobre un conjunto marco cajones ISO.
  - Apertura total, correderas de bolas de acero con sistema de retención.
  - Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
  - Portatarjetas con tarjetas de identificación norma ISO 7810.
- <http://www.insaustimedicaltrolleys.com/caracteristicas-tecnicas/cajones/>



Carro preparado para montaje de accesorios en destino

Tirador elevado

Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304

Asa de poliamida, PA, ergonómica  
Fácil limpieza

Frente de cajón de polietileno, PE,  
Blanco, azul, lila, verde, amarillo, rojo

#### RUEDAS DOBLES

Ø 125 mm

2 con freno  
Pedal ergonómico



2 Antiestáticas